


Pipetting Consumables



移液处理系列



原生原料生产 自动化组装完成

采用医用级原生原料，在无尘车间塑造，自动化设备组装、包装一气呵成。



高洁净生产流程控制

整个生产过程，均在十万级的洁净车间内进行，确保无 DNase/RNase、无抑制剂、无内毒素、无热原。



精工塑造 品质如一

采用超高精密模具和先进的生产工艺制造，吸头的端面平整，内壁极度光滑，产品挺直，无弯曲变形。



PIPETTE TIPS



移液器吸头



移液器吸头

产品简介

- ◎ 吸头采用医疗级聚丙烯(PP)原料，采用先进的生产工艺制造，产品挺直，无弯曲变形，具有极高的品质和精准性。
- ◎ 康健医疗吸头优化的形状设计具有通用性，完美适配于Gilson、TECAN、Eppendorf、Thermo (Finn)、Keeven、Hamilton、DragonLab等国内外知名品牌的移液器。
- ◎ 带滤芯吸头可防止气溶胶在移液器和样本之间产生交叉污染。
- ◎ 根据不同要求，可选普通级和PCR级。在十万级净化车间生产，达PCR 洁净级，无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。γ辐射灭菌。

特点介绍

一、疏水性滤芯阻隔气溶胶产生交叉污染


- ◎ 滤芯吸头具有阻隔气溶胶和生物分子，有效防止移液器被样品溶液所污染。同时滤芯层有效截留液滴和飞溅。

二、加长型吸头有效避免碰触容器内壁

- ◎ 加长型吸头具有细长型设计，当从15mL离心管、50mL锥形离心管、细胞培养瓶、深孔板和其他较深容器中移液或加液时，可避免触碰这些较深容器的内壁，减少交叉污染。
- ◎ 逐渐变细的嘴尖可以轻松操作微量的液体。


三、超低吸附性内壁确保实验结果的准确

- ◎ 看不见的液体薄膜残留在吸头内壁，并随着吸头被丢弃，造成大量珍贵样品的浪费。尤其是对于敏感的 PCR 和实时定量 PCR 实验来说，低吸附表面可提高重复性并显著减少昂贵试剂的损耗。
- ◎ 康健医疗低吸附吸头内表面经涂层工艺处理，具有超疏水性，放液时，几乎无样本液体或极少残留在吸头内。使用这种吸头可最大限度提高珍贵样本的回收率，确保实验数据的准确。




包装方式

吸头有多种包装方式：若干只自封袋装、专用吸头盒装和多层叠装。





移液器吸头




规格参数

REF 目录 编号	尺寸	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ401		1000μL	500	10000	配爱频道夫移液器	121-01801
KJ402		300μL	1000	30000	配爱频道夫移液器	121-01601
KJ403		200μL	1000	30000	配爱频道夫移液器	121-01401
KJ404		10μL	1000	50000	配爱频道夫移液器	121-01101
KJ417-1		1000μL	500	10000	配爱频道夫移液器，带滤芯	121-01802
KJ403-1		200μL	1000	20000	配爱频道夫移液器，带滤芯	121-01402
KJ418-1		10μL	1000	20000	配爱频道夫移液器，带滤芯	121-01102
KJ405	Ø8×71mm	1000μL	100	12000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器	121-02801
KJ406	Ø6×52mm	200μL	500	55000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器	121-02401
KJ413	Ø6×52mm	200μL	500	30000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器，带刻度	121-03401
KJ408	Ø5×32mm	10μL	1000	50000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器	121-02101
KJ417	Ø8×71mm	1000μL	500	10000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器，带滤芯	121-02802
KJ418	Ø6×52mm	200μL	1000	20000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器，带滤芯	121-02402
KJ413-1	Ø6×52mm	200μL	1000	20000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器，带滤芯，带刻度	121-03403
KJ418-2	Ø5×32mm	10μL	1000	20000	配吉尔森/赛默飞/芬兰移液器，带滤芯	121-02102



移液器吸头



规格参数

REF 目录 编号	尺寸	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ409	Ø4×49mm	250µL	400	44000	配求精移液器	121-04501
KJ410	Ø6×50mm	250µL	500	55000	配求精移液器	121-04502
KJ411	Ø7.4×70mm	1000µL	100	12000	配求精移液器	121-04801
KJ424		200µL	1000	20000	多用加长吸头	121-15401
KJ416		1000µL	1000	12000	配mLA移液器	121-12801
KJ416-3		1000µL	1000	12000	配OXFORD移液器	121-13801
KJ416-1		200µL	1000	50000	配mLA移液器	121-12401
KJ416-2		200µL	1000	50000	多用吸头	121-15402
KJ430		10µL	1000	50000	配大龙移液器	121-05101
KJ419-3		200µL	1000	30000	配大龙移液器	121-05401
KJ430-2		1000µL	500	12000	配大龙移液器	121-05801
KJ420		5mL	300	3000	配大龙移液器	121-05901
KJ421		5mL	300	3000	配芬兰移液器	121-03901
KJ422		5mL	300	3000	配吉尔森或青云移液器	121-06901



移液器吸头



规格参数


REF 目录 编号	 容量	 支/袋	 支/箱	 备注说明	产品编码
KJ427	200μL	1000	50000	无热原多用吸头	121-15403
KJ428	200μL	1000	50000	无热原多用吸头	121-15404
KJ428-1	200μL	1000	50000	无热原多用吸头, 带滤芯	121-15405
KJ428-2	200μL	1000	50000	无热原多用吸头, 带滤芯	121-15406
KJ429	1000μL	500	10000	无热原多用吸头	121-15801
KJ429-1	1000μL	500	10000	无热原多用吸头	121-15802
KJ429-2	1000μL	500	10000	无热原多用吸头, 带滤芯	121-15803
KJ429-3	1000μL	500	10000	无热原多用吸头, 带滤芯	121-15804
KJ434	10μL	1000	50000	无热原多用吸头, 带滤芯	121-15301
KJ422-1	5mL	28(支/盒)	30	吸头盒+28支吸头	122-16901
KJ422-2	用于5mL吸头	-	30	吸头盒(不含吸头)	122-16902
KJ422-3	10mL	15(支/盒)	30	吸头盒+15支吸头	122-16001
KJ422-4	用于10mL吸头	-	30	吸头盒(不含吸头)	122-16002



通用无热原吸头

产品介绍

- ◎ 吸头使用医疗级聚丙烯(PP)原料，采用先进的生产工艺制造，产品挺直，无弯曲变形，具有极高的品质和精准性。
- ◎ 在十万级净化车间生产，PCR 洁净级，无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原。
- ◎ 康健医疗吸头优化的形状设计具有通用性，完美适配于国内外知名品牌的移液器。
- ◎ 带滤芯吸头可防止气溶胶在移液器和样本之间产生交叉污染。
- ◎ 提供多支袋装、专用吸头盒装或多层叠装。



规格参数

REF 目录 编号	容量	长度	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ415	10 μ L	32mm	1000		20000	透明本色，多支袋装	123-15101
KJ415-2	10 μ L	32mm		96	4800	透明本色，专用吸头盒装	123-15102
KJ415-3	10 μ L	32mm	1000		20000	透明本色，带滤芯，多支袋装	123-15103
KJ415-4	10 μ L	32mm		96	4800	透明本色，带滤芯，专用吸头盒装	123-15104
KJ414	200 μ L	51mm	1000		20000	透明黄或本色，多支袋装	123-15401
KJ414-3	200 μ L	51mm		96	4800	透明黄或本色，专用吸头盒装	123-15402
KJ414-4	200 μ L	51mm	1000		20000	透明黄或本色，带滤芯，多支袋装	123-15403
KJ414-5	200 μ L	51mm		96	4800	透明黄或本色，带滤芯，专用吸头盒装	123-15404
KJ412	1000 μ L	78mm	500		10000	透明蓝，多支袋装	123-15801
KJ412-2	1000 μ L	78mm		100	5000	透明蓝，专用吸头盒装	123-15802
KJ412-3	1000 μ L	78mm	500		10000	透明蓝，带滤芯，多支袋装	123-15803
KJ412-4	1000 μ L	78mm		100	5000	透明蓝，带滤芯，专用吸头盒装	123-15804

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



通用无热原吸头



KJ455-1



KJ455-3



KJ454-1



KJ454-3

规格参数

REF 目录编号	容量	长度	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ455	10µL 加长	46mm	1000		20000	透明本色, 多支袋装	123-15105
KJ455-1	10µL 加长	46mm		96	4800	透明本色, 专用吸头盒装	123-15106
KJ455-2	10µL 加长	46mm	1000		20000	透明本色, 带滤芯, 多支袋装	123-15107
KJ455-3	10µL 加长	46mm		96	4800	透明本色, 带滤芯, 专用吸头盒装	123-15108
KJ454	200µL 加长	59.5mm	1000		20000	透明本色, 多支袋装	123-15405
KJ454-1	200µL 加长	59.5mm		96	4800	透明本色, 专用吸头盒装	123-15406
KJ454-2	200µL 加长	59.5mm	1000		20000	透明本色, 带滤芯, 多支袋装	123-15407
KJ454-3	200µL 加长	59.5mm		96	4800	透明本色, 带滤芯, 专用吸头盒装	123-15408

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考, 如需准确数据请咨询客服。



移液器吸头



KJ453-1



KJ453-3



KJ462-1



KJ462-3

规格参数

REF 目录 编号	容量	长度	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ453	200μL 特长	89mm	1000	-	20000	透明本色, 多支袋装	123-15411
KJ453-1	200μL 特长	89mm	-	96	4800	透明本色, 专用吸头盒装	123-15412
KJ453-2	200μL 特长	89mm	1000	-	20000	透明本色, 带滤芯, 多支袋装	123-15413
KJ453-3	200μL 特长	89mm	-	96	4800	透明本色, 带滤芯, 专用吸头盒装	123-15414
KJ462	1250μL	102mm	1000	-	10000	透明本色, 多支袋装	123-15805
KJ462-1	1250μL	102mm	-	96	5000	透明本色, 专用吸头盒装	123-15806
KJ462-2	1250μL	102mm	1000	-	10000	透明本色, 带滤芯, 多支袋装	123-15807
KJ462-3	1250μL	102mm	-	96	5000	透明本色, 带滤芯, 专用吸头盒装	123-15808

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考, 如需准确数据请咨询客服。



自动化系统专用吸头

产品介绍

- ◎ 专为实验室自动化液体处理工作站设计的一次性耗材，经过严格的质量控制程序，具有更高的精度、一致性和自动化适配性，是高通量实验的关键耗材。
- ◎ 吸头在十万级净化车间内生产，采用原生医疗级聚丙烯PP原料制造而成。对每个批次产品进行仔细评估，确保无DNA酶/RNA酶、无热原、无内毒素或PCR抑制剂污染。
- ◎ 按导电性分类：有导电吸头和非导电吸头。按功能特性分类：有滤芯吸头、低吸附吸头、加长型吸头等。按品牌适配性分：有Addcare系列、Tecan系列、Hamilton系列、Agilent系列等。



规格参数

REF 目录 编号	单支 容量	盒装 外观	支/盒	盒/中盒	中盒/箱	备注说明	产品编码
KJ449-2	200μL	127×88×95mm	96+96	12	4	帝肯自动化系统专用，96支本色+96支导电吸头，纸盒叠装	124-07401
KJ449-3	1000μL	127×88×159mm	96+96	12	4	帝肯自动化系统专用，96支本色+96支导电吸头，纸盒叠装	124-07801
KJ450	300μL	125×82×96mm	192	12	4	艾德康自动化系统专用，192支本色，纸盒叠装	124-10601
KJ451	800μL	125×82×126mm	192	12	4	艾德康自动化系统专用，192支本色，纸盒叠装	124-10701

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考，如需准确数据请咨询客服。



自动化系统专用吸头



KJ441




KJ442



KJ443



KJ444



KJ445



KJ446

规格参数

REF 目录 编号	单支 容量	支/盒	盒/箱	备注说明	产品编码
KJ441	200μL	96	50	帝肯盒装导电吸头	124-07402
KJ442	1000μL	96	50	帝肯盒装导电吸头	124-07802
KJ443	200μL	96	50	帝肯盒装吸头	124-07403
KJ444	1000μL	96	50	帝肯盒装吸头	124-07803
KJ445	30μL	384	50	安捷伦盒装吸头	124-08201
KJ446	250μL	96	50	贝克曼盒装吸头	124-09501



自动化系统专用吸头

KJ458



KJ459



KJ459-1



KJ460



KJ460-1




规格参数

REF 目录 编号	 单支 容量	 支/盒	 盒/箱	 备注说明	产品编码
KJ458	50µL	96	50	Hamilton 50µL 黑色导电吸头(透明可订制)	124-17051
KJ459	300µL	96	50	Hamilton 300µL 黑色导电吸头(透明可订制)	124-17601
KJ459-1	300µL	96	50	Hamilton 300µL加长 黑色导电吸头(透明可订制)	124-17602
KJ460	1000µL	96	50	Hamilton 1000µL 黑色导电吸头	124-17801
KJ460-1	1000µL	96	50	Hamilton 1000µL 透明吸头	124-17802



加样槽与移液器



规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	容量	只/箱	备注说明	产品编码
KJ411-1	PVC	250mL	800	加样槽	125-0001
KJ449	PP	10mL×10通道	数量定制	10通道加样槽	125-0002
KJ411-2	PP	3mL×12通道	数量定制	12通道加样槽	125-0003
KJ426-9	-	-	数量定制	有单通道、多通道， 0.5-1000μl的移液量可以选择	126-0200
KJ426	ABS	-	数量定制	移液器挂架	127-0001



DISPOSABLE TRANSFER PIPETTE




一次性使用吸管

一次性使用吸管

产品介绍

- ◆ 精选优级原生低密度聚乙烯 (LDPE) 材料吹塑成型，产品精度良好，适用于少量或微量液体的吸取、转移或封闭携带。
- ◆ 表面张力优化处理，液体的流动性强更易于操作。
- ◆ 透明度好，便于观察。
- ◆ 具有一定的弹性韧性，可以一定的角度范围内弯曲，有利于进入微量或异形容器进行取液、加液操作。
- ◆ 使用方便，精密可靠，滴量的可重复性好。
- ◆ 管端可热封，方便液体的携带。
- ◆ 提供：单支或多支、塑袋或纸塑等不同包装方式。可选EO灭菌、辐射灭菌或不灭菌。




规格参数

REF 目录编号	长度* (mm)	总容积* (mL)	气囊容积* (mL)	1mL滴数*	刻度值	包装	产品编码
KJ601	60	1	0.76	65±4	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-001
KJ601-1	63	1	0.76	66±4	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-002
KJ603	80	2	1.4	110±4	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-003
KJ603-1	102	1.4	0.8	136±4	—	200支/袋, 6袋/箱	141-004
KJ604	148	6	5	116±4	—	500支/袋, 10袋/箱	141-005
KJ602	63	0.9	0.76	45±3	20/10 µl	2000支/袋, 10袋/箱	141-006
KJ605	64	1.4	1.24	41±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-007
KJ606	67	1	0.65	26±2	200 µl	2000支/袋, 10袋/箱	141-008

*因主、客观原因，相关参数值与您实际使用时可能存在误差，仅供参考。



一次性使用吸管




规格参数

REF 目录编号	长度* (mm)	总容积* (mL)	气囊容积* (mL)	1mL滴数*	刻度值	包装	产品编码
KJ607	85	1.3	0.76	41±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-009
KJ608	115	1.2	0.76	33±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-010
KJ609	150	4.6	1.4	30±2	1/0.75/0.5/0.25ml	400支/袋, 10袋/箱	141-011
KJ612	130	1.5	0.8	44±2	0.5/0.4/0.3/0.2/0.1ml	2000支/袋, 10袋/箱	141-012
KJ633	150	4.3	5	31±2	—	500支/盒, 10盒/箱	141-013
KJ617	143	4	0.76	27±2	1/0.75/0.5/0.25ml	1000支/盒, 8盒/箱	141-014
KJ618	146	5.25	1.24	24±2	1/0.75/0.5/0.25ml	1000支/盒, 8盒/箱	141-015
KJ619	150	5.77	0.65	29±2	1/0.75/0.5/0.25ml	500支/盒, 12盒/箱	141-016
KJ620	148	5.13	1	24±2	2.25/2/1.75/1.5/1.25/1/0.75/0.5ml	1000支/盒, 8盒/箱	141-017
KJ621	157	7.4	0.84	25±2	3/2.5/2/1.5/1/0.5ml	500支/盒, 12盒/箱	141-018

*因主、客观原因, 相关参数值与您实际使用时可能存在误差, 仅供参考。



一次性使用吸管



规格参数

REF 目录 编号	长度* (mm)	总容积* (mL)	气囊容积* (mL)	1mL滴数*	刻度值	包装	产品编码
KJ622	158	7.63	4.4	24±2	3/2.5/2/1.5/1/0.5ml	500支/盒, 12盒/箱	141-019
KJ626	177	7.9	4.9	26±2	3/2.5/2/1.5/1/0.5ml	500支/盒, 10盒/箱	141-020
KJ620-1	154	6.7	3.8	29±2	2/1ml	500支/盒, 10盒/箱	141-037
KJ647	153	8.24	6.5	23±2	—	500支/盒, 10盒/箱	141-038
KJ623	65	0.5	0.4 (双气囊)	43±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-021
KJ624	86	0.55	0.4 (双气囊)	43±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-022
KJ645-1	108	0.72	0.6 (双气囊)	43±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-023
KJ641	138	2.23	1.45	29±2	—	500支/盒, 18盒/箱	141-024
KJ640	134	1.2	0.5	21±2	—	200支/袋, 60袋/箱	141-025
KJ630	75	2	1.4	32±2	300μl	1000支/袋, 10袋/箱	141-027
KJ625	78.4	1.9	1.34	45±2	—	2000支/袋, 10袋/箱	141-028

*因主、客观原因, 相关参数值与您实际使用时可能存在误差, 仅供参考。



一次性使用吸管

KJ625-1



KJ606-1




KJ606-2




KJ606-3



KJ643



KJ644




KJ642



KJ642-1



KJ638



规格参数

REF	目录编号	长度* (mm)	总容积* (mL)	气囊容积* (mL)	1mL滴数*	刻度值	包装	产品编码
KJ625-1		135	1	0.6	36±2	0.5/0.25ml	2000支/袋, 10袋/箱	141-029
KJ606-1		80	0.6	0.44	36±2	—	2000支/盒, 10盒/箱	141-030
KJ606-2		75	0.29	0.15	50±1	20μl	2000支/袋, 10袋/箱	141-040
KJ606-3		73	0.28	0.15	50±1	20μl	2000支/袋, 10袋/箱	141-041
KJ643		154	3.3	1.9	23±2	1/0.5ml, 150/75/50μl	500支/袋, 10袋/箱	141-032
KJ644		138	2.7	1.5	26±2	1000/500/20/10μl	500支/袋, 10袋/箱	141-033
KJ642		208	13.22	12.9	22±3	—	400支/盒, 10盒/箱	141-034
KJ642-1		204	12.3	7	21±2	5/4/3/2/1ml	500支/盒, 12盒/箱	141-039
KJ638		230	5.5	3.6	30±2	1ml~0.1ml	500支/盒, 10盒/箱	141-035

*因主观或客观原因, 相关参数值与您实际使用时可能存在误差, 仅供参考。



SEROLOGICAL PIPETTE



血清移液管



血清移液管

产品介绍

产品采用进口优质聚苯乙烯(GPPS)为原料, 在10万级净化车间生产制造。新颖的移液管口设计可适配市场上大多数移液器。主要用于准确量取或转移一定体积的液体, 广泛应用于细胞培养、细菌学、临床医学、科研实验等领域。

◎ 6种容量可选: 1mL、2mL、5mL、10mL、25mL、50mL。容量的校准率: $\pm 2\%$ 之内。

◎ 1mL、2mL移液管采用拉伸方式成型。5mL、10mL采用超声波焊接或拉伸方式成型。25mL、50mL移液管采用超声波焊接方式成型。

◎ 内外管壁光滑剔透, 无沟槽及丝纹。

◎ 不同颜色的色标对应不同规格移液管, 方便识辨。


◎ 可最大量的减少液体于管壁的黏附, 提高取样的准确性。

◎ 硬质双向刻度设计, 理想地配合了加样与减样的要求。另有无刻度的移液管可供选择。

◎ 清晰简明的刻度以及额外容量的阴性刻度, 方便液体的吸取与读数。

◎ 每种规格移液管均带有滤芯过滤塞。

◎ 无DNA酶和RNA酶、无热原、无内毒素。辐射灭菌。



拉伸型和焊接型管



带滤芯, 不同容量规格对应不同色标



单支纸塑包装



单支塑膜包装



KJ9053



KJ9104



KJ9103




KJ9253

规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	外观 尺寸 *	规格 容量	支/包	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ9053	GPPS	Ø10×235mm	5mL(短款)	100	300	1800	焊接管, 单支包装	131-0531
KJ9104	GPPS	Ø12.5×240mm	10mL(短款)	25	1000	6000	注塑管带刻度, 单支包装	131-1031
KJ9103	GPPS	Ø15×23.5mm	10mL(短款)	100	300	1800	焊接管, 单支包装	131-1041
KJ9253	GPPS	Ø18.5×23.5mm	25mL(短款)	25	600	3600	焊接管, 单支包装	131-2531

* 产品外观尺寸为手工测量, 仅供参考。
* 灭菌方式可定制。

血清移液管





血清移液管

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观尺寸	刻度* 容量	套/包	支/盒	套/箱	备注说明	产品编码
KJ9010	GPPS	Ø5×280mm	1mL	100	300	1800	拉伸管 单支包装	131-0111
KJ9012	GPPS	Ø5×280mm	1mL	25	1000	4000	拉伸管 散装	131-0112
KJ9020	GPPS	Ø6×280mm	2mL	100	300	1800	拉伸管 单支包装	131-0211
KJ9022	GPPS	Ø6×280mm	2mL	25	600	3600	拉伸管 散装	131-0212
KJ9050	GPPS	Ø8×347mm	5mL	50	200	1200	拉伸管 单支包装	131-0511
KJ9052	GPPS	Ø8×347mm	5mL	25	500	2000	拉伸管 散装	131-0512
KJ9050-1	GPPS	Ø8×345mm	5mL	50	200	1200	焊接管 单支包装	131-0521
KJ9052-1	GPPS	Ø8×345mm	5mL	25	500	2000	焊接管 散装	131-0522
KJ9100	GPPS	Ø10×342mm	10mL	50	200	1200	拉伸管 单支包装	131-1011
KJ9102	GPPS	Ø10×342mm	10mL	25	500	2000	拉伸管 散装	131-1012
KJ9100-1	GPPS	Ø10×340mm	10mL	50	200	1200	焊接管 单支包装	131-1021
KJ9102-1	GPPS	Ø10×340mm	10mL	25	500	2000	焊接管 散装	131-1022
KJ9250	GPPS	Ø15×310mm	25mL	25	100	600	焊接管 单支包装	131-2521
KJ9252	GPPS	Ø15×310mm	25mL	25	500	1000	焊接管 散装	131-2522
KJ9500	GPPS	Ø18×355mm	50mL	25	75	450	焊接管 单支包装	131-5021
KJ9502	GPPS	Ø18×355mm	50mL	25	250	1000	焊接管 散装	131-5022
KJ9145	GPPS	Ø6×145mm	无	-	50	200	巴氏吸管 单支包装	132-1001
KJ9230	GPPS	Ø6×230mm	无	-	50	200	巴氏吸管 单支包装	132-1002

* 产品外观尺寸为近似值仅供参考。
* 灭菌方式可定制。

KJ9000电动移液器

产品介绍

KANGJIAN电动移液器采用先进的设计理念和制造技术，外观光滑美观，结构紧凑牢固，用途广泛，操作简单等优点。在满足移液需求的基础上，电动移液器优化了操作人员的使用感受，灵敏的速度控制功能可以轻松顺利地地为各种液体移液和分离，LCD显示让电池电量、吸力、放电速度一目了然，在细胞接种或通过程中去除或添加细胞培养基更优。灵活、舒适的液体操作，使实验过程更快捷。



KJ9000

规格参数


吸液速度	25mL<5秒 (6个等级)	适用移液管	塑料或玻璃移液管(0.1~100mL)、巴斯德消毒管		
排液速度	电动6级或重力	过滤器	0.45μm疏水膜	电池类型	锂电池
净重	520g	充电时长	2-3小时	电池满电工作时间	间歇性工作大于8小时



康健医疗京东旗舰店



康健医疗微信公众号



康健医疗小红书



康健医疗抖音号