

Centrifuge Tube



离心管系列



原生原料生产 自动化组装完成

采用医用级原生原料，在无尘车间塑造，自动化设备注塑、组装和包装一气呵成。



质量监控 流程管理

采用国际标准的ISO13485质量管理体系，确保对产品进行连续的质量监控，生产有序、高效。



定制个性化产品 满足差异化需求

根据实际用途、不同环境和检验终端需求，可按需定制外观、颜色、标签、容量等，全面满足您的个性化需要。




微量离心管

产品概况

- ◎ 采用符合 USP Plastic Class VI 标准的医用级聚丙烯 (PP) 制成，生产过程不添加脱模剂、塑化剂和抑菌剂，不含有任何重金属离子，成品具有良好的生物相容性。
- ◎ 微量离心管有 0.2mL、0.5mL、1.5mL、2mL、5mL 等多容量规格。
- ◎ 管盖可单手开合，操作轻松。
- ◎ 产品具有耐化学腐蚀和耐低温，-80℃至 +121℃的温度范围，不变形。
- ◎ 管盖和管身部分区域表面磨砂，便于标记。
- ◎ 根据产品用途，可定制无 DNA 酶、无 RNA 酶、无热原的产品。
- ◎ EO、辐射灭菌方式或不灭菌可选。



管盖磨砂，便于标记



容量刻度准确、清晰



管体区域磨砂，便于标记



5mL锥形底刻度，读取微量液体

产品特点

一、(超)低吸附性

在实验室分子生物学研究中，为最大程度提高样品的回收率，保证后续分析准确可靠，样品损耗的最小化对低浓度样品（如低浓度蛋白质 /DNA 等）非常必要，低吸附性或超低吸附性内壁的离心管显著降低样品（蛋白质 /DNA）被管壁吸附，可最大程度地回收蛋白质 /DNA。



管壁吸附性对比（图一）



管壁吸附性对比（图二）

二、安全性高

- ◎ 卡扣式安全盖设计可有效防止实验操作过程中离心管弹盖或爆盖发生，尤其在加热管体时提供最大安全系数。
- ◎ 螺旋口离心管的管帽带 O 型防漏垫圈，或管帽采用双色注塑工艺可有效防泄漏。管体与螺旋帽的联带式设计避免了交叉污染的可能。



卡扣式安全盖，防爆盖。




管帽采用防漏O型垫圈，或双色注塑工艺，有效防漏。



联带式螺旋帽避免了交叉污染的可能。



微量离心管




规格参数

REF 目录编号	容量	MAT 材质	RCF 相对*离心力	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ304	0.2mL	PP	17800×g	1000	50000	V形底, 透明多色	091-0201
KJ305	0.5mL	PP	17800×g	1000	20000	V形底	091-0501
KJ307-1	0.5mL	PP	17800×g	1000	20000	V形底, 管口带齿	091-0502
KJ307-2	1.5mL	PP	17800×g	500	10000	V形底, 管口带齿	091-1501
KJ306	1.5mL	PP	16000×g	500	10000	V形底, 透明多色	091-1503
KJ320	5mL	PP	19300×g	300	4500	U形底, 无刻度	091-5004
KJ321	7mL	PP	19300×g	200	2400	U形底, 无刻度	091-7001
KJ322	10mL	PP	16000×g	200	2800	U形底, 注塑刻度	091-0001
KJ327-4	4mL	PP	19300×g	300	4500	U形底, 注塑刻度	091-4001

* 最大相对离心力因使用状态和环境因素等不同而存在差异, 所列数据仅供参考。



微量离心管



规格参数

REF 目录 编号	容量	MAT 材质	RCF 相对* 离心力	只/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ327-2	1.5mL	PP	17800×g	500	10000	卡扣式安全盖, V形底, 管口带齿	091-1502
KJ327-3	2mL	PP	17800×g	500	9000	卡扣式安全盖, U形底	091-2003
KJ327	5mL	PP	19300×g	300	3600	卡扣式安全盖, 多色可选	091-5002
KJ327-5	5mL	PP	19300×g	200	2000	螺旋帽, 带锥形底容量刻度	091-5003
KJ315	1.5mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-1505
KJ316-3	0.5mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-0503
KJ316-6	0.5mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-0505
KJ316-4	1mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-1001
KJ316-7	1mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-1002
KJ316-5	1.5mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-1506
KJ316-8	1.5mL	PP	17800×g	500	10000	防漏防丢螺旋帽, 多色帽	091-1507

* 最大相对离心力因使用状态和环境因素等不同而存在差异, 所列数据仅供参考。



10mL与15mL离心管

产品概况

10mL/15mL 离心管是分子生物学、细胞生物学、临床检验等实验室样品处理的核心耗材，主要用于样品离心分离、储存、转运等操作，其性能直接影响实验结果的稳定性、准确性和安全性。

◎ 产品采用符合USP Plastic Class VI标准的医用级聚丙烯(PP)或聚苯乙烯(PS)为原料，生产过程中不添加任何塑化剂、润滑剂和抑菌剂等，产成品符合ISO10993标准，具有优良的生物相容性。

◎ 管帽和管身部分区域表面磨砂，便于标记。V形管底部有刻度，方便对微量液体的操作。

◎ 具有较大的操作温度范围:-80 °C ~100 °C。

◎ 根据需要可定制无热原、无DNA酶无RNA酶的产品。


◎ EO或辐射灭菌或不灭菌三种方式可选。



白色或黑色丝印刻度+白色丝印书写区



锥形底部的注塑刻度，方便读取微量液体体积



规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	容量	尺寸	RCF 相对 离心力*	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ324-3	PP	10mL 圆底	Ø15×96mm	8000×g	单支包装 40支/袋	1500 1200	1.丝印刻度 2.可选不同包装方式	092-1005
KJ324-2	PP	15mL 圆底	Ø16×121mm	8000×g	单支包装 50支/袋	1200 1000	1.丝印刻度 2.可选不同包装方式	092-1506
KJ323	PP	10mL 尖底	Ø15.5×102mm	11000×g	单支包装 40支/袋	1500 1200	1.丝印刻度 2.多种包装方式可选	092-1001
KJ323-1	PP	10mL 尖底	Ø16×106mm	11000×g	单支包装 100支/袋	1500 2000	1.丝印刻度 2.可选不同包装方式	092-1003
KJ324	PP/PS	15mL 尖底	Ø16×121mm	9000×g(PP) 6000×g(PS)	单支包装	1200	1.管体丝印刻度 2.尖底注塑0.5/1mL刻度 3.多种包装方式可选	092-1501
					50支/袋	1000		
					50支/盘 50支/架	500 500		
KJ324-1	PS	15mL 尖底	Ø16.5×122mm	6000×g	单支包装	1200	1.丝印刻度 2.多种包装方式可选	092-1504
					50支/袋	1000		
					50支/盘 50支/架	500 500		
KJ324-4	PS	15mL 尖底	Ø16.5×121mm	6000×g	单支包装	1200	1.管体丝印刻度 2.尖底注塑0.1mL间隔刻度 3.多种包装方式可选	092-1507
					50支/袋	1000		
					50支/盘 50支/架	500 500		

* 最大相对离心力因使用状态和环境因素等不同而存在差异，所列数据仅供参考。



20mL与50mL离心管

产品概况

50mL/20mL 离心管适用于大于 15 毫升小于 50 毫升的液体样品的处理。20mL的管身高度降低，即便使用小体积移液器也能轻松取样，大幅降低移液器与管内壁的交叉污染风险。

- 产品采用符合USP Plastic Class VI标准的医用级聚丙烯(PP)为原料，生产过程中不添加任何塑化剂、润滑剂和抑菌剂等，产成品符合 ISO10993 标准，具有优良的生物相容性。
- 管帽和管身部分区域表面磨砂，便于标记。V形管底部有注塑刻度，方便对微量液体的操作。
- 具有较大的操作温度范围：-80℃ ~100℃。
- 根据需要可定制无热原、无DNA酶无RNA酶的产品。
- EO或辐射灭菌或不灭菌三种方式可选。



丝印和注塑的刻度、书写面



锥形底部的注塑刻度，方便读取微量液体体积



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量	尺寸	RCF 相对离心力*	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ325	PP	50mL 可立底	Ø30×118mm	9000×g	单支包装	500	1. 丝印刻度、书写面 2. 可选不同包装方式	092-5001
					50支/袋	500		
KJ326	PP	50mL 锥形底	Ø30×118mm	9000×g	单支包装	500	1. 丝印刻度、书写面 2. 锥底注塑0.5/1/2mL刻度 3. 多种包装方式可选	092-5003
					20支/袋	500		
					25支/盘	500		
					25支/架	500		
KJ326-8	PP	50mL 锥形底 卡扣式安全盖	Ø30×118mm	9000×g	单支包装	1000	1. 注塑刻度、书写面 2. 锥底注塑0.5/1/2mL刻度 3. 多种包装方式可选	092-5007
					20支/袋	1000		
					25支/盘	500		
					25支/架	500		
KJ326-7	PP	20mL 锥形底 卡扣式安全盖	Ø30×65mm	9000×g	单支包装	500	1. 注塑刻度、书写面 2. 锥底注塑0.5/1/2mL刻度	092-2001
					50支/袋	500		

* 最大相对离心力因使用状态和环境因素等不同而存在差异，所列数据仅供参考。

多种包装方式



单支包装



多支袋装



离心管架装






塑料泡沫盘装



离心管架

产品概况

离心管架是专用于实验中放置和定位装有实验样本溶液的离心管，确保离心过程中样品安全，同时便于样品的组织、处理与存储。不同规格的离心管架适配特定型号的离心管，康健医疗有适配0.2/0.5/1.5/2.0/15/50mL等离心管的管架。产品非一次性使用耗材，经清洁后可多次重复使用。



规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	外观* 尺寸	适用 离心管	孔数	只/箱	备注说明	产品编码
KJ809-1	PP	125×85×30mm	0.2mL	96	50	多色可选，带透明盖	094-0002
KJ810	ABS	165×80×25mm	0.5mL	50	50		094-0003
KJ810-1	ABS	215×110×30mm	1.5mL	50	50		094-0004
KJ816-8	ABS	210×140×55mm	15mL	50	50	可拆装	094-0005
KJ816-9	ABS	205×170×55mm	50mL	25	50	可拆装	094-0006
KJ816-5	ABS	210×170×60mm	15mL	30	50	可拆装多用架	094-0007
			50mL	20			


* 外观尺寸为近似值，仅供参考。



离心管架



KJ809-2



KJ809-3

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	外观尺寸	适用离心管	孔数	只/箱	备注说明	产品编码
KJ809-2	PP	175×95×50mm	0.2mL (A面)	96	60	四面多用离心管架	094-0008
			1.5mL / 2mL (B面)	64			
			5mL / 10mL / 15mL (C面)	12			
			50mL (D面)	4			
KJ809-3	PP	232×66×27mm	0.5mL (A面)	60	50(套)	两面用离心管架。每套含：管架1只、支架2只、连接栓2只	094-0009
			1.5mL / 2mL (B面)	80			

* 外观尺寸为近似值，仅供参考。



康健医疗京东自营店



康健医疗微信公众号



康健医疗小红书



康健医疗抖音号



江苏康健医疗用品有限公司



泰州市姜堰区火车站前路16号



0523-88662233 / 88665500



400 001 9988



www.kangjian.com



info@kangjian.com