

游离 DNA 常温保存管

Cell-Free DNA Collection Tube

游离 DNA 常温保存管是一种含有稳定剂的采血管，可稳定有核血细胞和游离 DNA，这种独特的稳定作用可防止基因组 DNA 的释放，从而实现高质量游离 DNA 的分离提取。同时，该产品还被证实可有效减少循环肿瘤细胞 (CTCs) 的降解。

广泛兼容

可回收高质量游离 DNA，适用于 NIPT、肿瘤液体活检、mNGS 等领域中，并适用多种检测平台，包括多重 PCR、dPCR、NGS 等。

结果稳定一致

增强血液的稳定性和血浆中游离 DNA 的高回收率，可最大限度地减少游离 DNA 样本制备过程中的变异和损失。

优化物流流程

游离 DNA 常温保存管凭借其独特的稳定特性，减少了对即时血浆制备的处理需求，免即时离心免干冰运输。游离 DNA 在 4°C 至 37°C 条件下可稳定保存长达 7 天，而循环肿瘤细胞在室温下亦可稳定保存长达 7 天，极大方便血液样本的采集、运输和储存。



产品规格

参 数	数 值
采血量	5.0-10.0 mL
cfDNA / gDNA 样本稳定性 / CTC 样本稳定性	4°C 至 37°C 条件下稳定 7 天
试管材料	塑料 / 玻璃 可选
合规性	国内二类医疗器械注册证 / CE 证书

订购信息

REF	采血管规格	采血量	添加剂	MAT 试管材质	包装规格	i 信息
KJ0501DNA	Ø13×100mm	5mL	EDTA K ₃	塑料/玻璃	50支×16盘	可选用紫色头帽或其它
KJ1002DNA	Ø16×100mm	10mL	cell free DNA preservative	塑料/玻璃	50支×12盘	

*可定制采血量和适用海拔高度