

Test Tube



试管系列



原生原料生产 自动化组装完成

采用医用级原生原料，在无尘车间塑造，自动化设备组装、包装一气呵成。



质量监控 流程管理

采用国际标准的ISO9001质量监控体系，确保对产品进行连续的质量监控，生产有序、高效。



定制个性化产品 满足差异化需求

根据实际用途、不同环境和检验终端需求，可按需定制模具、外观、颜色、标签、容量等，全面满足您的个性化需要。




试管


产品介绍

- ◎ KANG JIAN[®] 精选 PS、PP 材料，试管由高精度模具注塑成型，产品平整光洁透明，具有良好的化学兼容性。PP 材料可以适应大多数极性有机溶液、弱酸和弱碱。一次性 PE 材料软管外观平整，管壁均匀。
- ◎ PS、PP 试管成型工艺优良，部分试管最大可承受 15000×g 的相对离心率，无渗漏及破裂。
- ◎ 系列品种及规格，能满足各种实验项目的需要。
- ◎ 可定制标签以满足特定实验的要求。

PE 试管



PP/PS 试管



规格参数


REF 目录编号	MAT 材质	规格	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ723-2	PE	Ø10×75mm	900	-	18000	PE 塑料软管	171-06061
KJ724	PE	Ø12×75mm	-	600	12000		171-09061
KJ723	PE	Ø12×100mm	-	500	9000		171-10061
KJ722	PE	Ø15×100mm	-	300	5400		171-13061
KJ703-1	PP	Ø12×75mm	500	-	5000	-	171-09041
KJ703-6	PP	Ø13×75mm	400	-	4000		171-01041
KJ703-2	PP	Ø13×78mm	400	-	4000		171-11041
KJ703-3	PP	Ø12×100mm	300	-	3000		171-10041
KJ703-4	PP	Ø15×100mm	250	-	2250		171-13041
KJ703-5	PP	Ø16×100mm	200	-	2000		171-03041
KJ754	PS	Ø16×75mm	300	-	3000		171-16051
KJ753	PP	Ø16×75mm	300	-	3000		171-16041

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐照灭菌或不灭菌。



试管

PP/PS 试管



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	试管规格	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ705	PS	Ø12×60mm	500	-	5000		171-08051
KJ706	PS	Ø12×75mm	-	250	4500		171-09051
KJ706-1	PS	Ø13×75mm	400	250	4000/4500	可选多支袋装或多支盒装	171-01051
KJ707	PS	Ø13×78mm	400	250	4000/4500	可选多支袋装或多支盒装	171-11051
KJ708	PS/PET	Ø12×100mm	-	300	3000		171-10051
KJ709	PS	Ø15×100mm	-	225	2250		171-13051
KJ709-1	PS	Ø16×100mm	200	-	2000		171-03051

带帽塞试管



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	试管规格	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ748	PS	Ø15×100mm	200	-	2000		171-13052
KJ749	PP	Ø16×100mm	200	-	2000		171-03042
KJ750	PS	Ø16×100mm	-	200	2000		171-03052
KJ752	PP	Ø12×75mm	400	-	4000	多色管塞	171-09042

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射灭菌或不灭菌。



试管

尖底试管



KJ724-2



KJ724-3



KJ724-4

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ724-2	PS	12mL	250	2000	尖底，注塑刻度，带帽塞	172-12052
	PS	12mL	250	2000	尖底，注塑刻度，不含帽塞	172-12053
KJ724-3	PP	12mL	250	2000	尖底，注塑刻度，带帽塞	172-12041
	PP	12mL	250	2000	尖底，注塑刻度，不含帽塞	172-12042
KJ724-4	PP/PS	15mL	200	2000	尖底，0.5-15mL注塑刻度	172-15051

多功能试管



KJ730



KJ731



KJ729



KJ745



KJ746



KJ746-1



KJ760


规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ730	PP	5mL	200	2000	平底培养管，螺旋盖	174-05041
KJ731	PP	5mL	400	4000	圆底试管，螺旋盖	174-05042
KJ729	PS	10mL	200	2000	平底培养管，螺旋盖	174-10051
KJ745	PP	12mL	200	2000	样本管 螺旋盖	174-12042
KJ746	PP	5mL	250	2500	样本管 螺旋盖	174-05043
KJ746-1	PP	7mL	250	2500	样本管 螺旋盖	174-07041
KJ760	PP	2mL	200	3000	迈瑞MT8000流水线专用质控管	174-02041



试管

培养管



规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ709-2	PP	4mL	200	2000	螺旋盖，丝印刻度	174-04041
KJ709-3	PP	12mL	100	1500	螺旋盖，丝印刻度	174-12041
KJ709-5	PP或PS	4mL	200	2000	掀压式双凸位盖，丝印刻度	174-04042
KJ709-7	PP或PS	12mL	100	1500	掀压式双凸位盖，丝印刻度	174-12043
KJ709-4	PS	4mL	200	2000	掀压式双凸位盖，注塑刻度	174-04043
KJ709-8	PS	12mL	100	1500	掀压式双凸位盖，注塑刻度	174-12044

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射灭菌或不灭菌。

尿检测管



规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	规格	容量	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ739	PS	Ø16×106		200	2000	德国科宝尿仪尿液测定管，带盖	175-0001
KJ741	PS			100	2000	尿液测定管	175-0003
KJ742	PS		10mL	100	1500	尿液测定管	175-0004

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射灭菌或不灭菌。



试管

尿沉渣管



KJ725



KJ726



KJ727



KJ732

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	容量	支/袋	支/盒	支/箱	备注说明	产品编码
KJ725	PS	12mL	200	-	2000	尿沉渣管，平口	173-12051
KJ726	PS	12mL	200	-	2000	尿沉渣管，广口	173-12052
KJ727	PS	12mL	-	200	2000	尿沉渣管，螺旋盖	173-12053
KJ732	PS	12mL	200	-	2000	广口，带刻度，带管帽	173-12054

压积管



KJ720



KJ721



KJ721-1

规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ720	PS	1000	20000	压积管，带刻度	176-0401
KJ721	PS	100	10000	压积管，带刻度	176-0101
KJ721-1	PP	500	20000	压积管	176-0402



试管帽与置换盖

试管帽



规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	规格	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ714	PE	Ø12	2000	20000	翼型试管塞	177-12061
KJ715	PE	Ø13	2000	20000	翼型试管塞	177-13061
KJ716	PE	Ø16	500	10000	翼型试管塞	177-16061
KJ719-2	PE	Ø12	2000	20000	柱型试管塞	177-12062
KJ719-3	PE	Ø13	2000	20000	柱型试管塞	177-13062
KJ719-4	PE	Ø15	1000	10000	柱型试管塞	177-15061

* 根据需要可定制一种灭菌方式：EO、辐射灭菌或不灭菌。

置换盖



规格参数


REF 目录 编号	MAT 材质	规格	支/袋	支/箱	备注说明	产品编码
KJ719-1	PE	Ø12 / Ø13	500	10000	贝克曼流水线置换盖	178-13061
KJ719-6	PP	Ø12 / Ø13	1000	10000	DXA5000 贝克曼流水线置换盖	178-16042
KJ719-8	PE	Ø12 / Ø13	1000	10000	AU5811/5821 贝克曼生化仪置换盖	178-13081
KJ719-5	PP	Ø12 / Ø13 / Ø16	2000	10000	罗氏流水线置换盖	178-16041
KJ719-7	PE	Ø13	500	10000	新产业流水线置换盖	178-13071
KJ715-1	PE	Ø13	2000	20000	迈瑞MT8000TLA 流水线置换盖	178-16043
KJ714-1	PE	Ø12 / Ø13	500	10000	KANGJIAN 置换盖	178-12071



自动尿检仪专用可穿刺试管

产品介绍

医院尿检过程中，检验人员通常需要打开集尿容器盖后才能进行实验。运输、混匀、离心、实验等操作会进一步使气溶胶外泄扩散机率增多，从而增加生物安全风险。遵循临床实验室对实验安全的要求，以及符合 ISO15189 标准的试管加盖密封运送和检测，康健医疗升级尿沉渣试管，管帽采用多种密封方式：可穿刺淋膜纸、可穿刺铝箔、可自动回弹关闭的硅胶瓣，在确保密封性的同时，防破损、防泄漏，方便实验室自动化快速传送，从根本上降低尿液气溶胶对检验人员的生物安全危害。



规格参数

REF 目录编号	MAT 材质	管容量	支/袋	只/箱	备注说明	产品编码
KJ755-1	管:PS, 帽:可穿刺淋膜纸	10mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-10051
KJ755-6	管:PS, 帽:可穿刺淋膜纸	12mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-12056
KJ755-2	管:PS, 帽:可穿刺黑色防导电铝箔	10mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-12052
KJ755-7	管:PS, 帽:可穿刺黑色防导电铝箔	12mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-10057
KJ755-3	管:PS, 帽:可穿刺自闭式塑料瓣膜	10mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-12053
KJ755-8	管:PS, 帽:可穿刺自闭式塑料瓣膜	12mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-10058
KJ755-4	漏斗:PP	-	50	2000	用于液体收集	173-12000
KJ755-10	管:PP, 双色注塑帽:TPE可穿刺软膜	10mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-10060
KJ755-5	管:PS, 双色注塑帽:TPE可穿刺软膜	10mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-10059
KJ755-9	管:PS, 双色注塑帽:TPE可穿刺软膜	12mL	50	2000	自动尿检仪专用	173-12059



试管架

产品介绍

试管架主要用于固定和分类存放试管、离心管等实验室耗材，具有防止试管倾倒、避免试管碰撞或摔碎、减少试剂污染风险以及提升实验台空间利用率等功能。常见的试管架材质有 ABS、PC、PP、不锈钢等。为非一次性实验耗材，经清洗后可若干次重复使用。



规格参数

REF 目录 编号	MAT 材质	规格	外观 * 尺寸	只/箱	备注说明 *	产品编码
KJ811	ABS	Ø13,50孔 Ø16,50孔	235×110×50mm	50	塑料试管架	179-0001
KJ815	PS	Ø13,50孔 Ø16,50孔 Ø18,40孔	255×120×50mm	50	塑料试管架	179-0002
KJ816	PP	90格	250×105×65mm	100	多用试管架	179-0003
KJ816-1	PP	21格	250×105×65mm	100	多用试管架	179-0004
KJ816-2	PP	44格	250×105×65mm	100	多用试管架	179-0005
KJ816-4	PP	90格	250×105×55mm	100	多用试管架	179-0006
KJ816-3	PP	60格	250×110×65mm	100	多用试管架	179-0007
KJ816-6	PP	40格	250×105×60mm	100	多用试管架	179-0008
KJ812-3	ABS	50孔	250×125×60mm	50	多功能试管架	179-0009
KJ812-4	ABS	100孔	250×250×60mm	25	多功能试管架	179-0010
KJ812	不锈钢	Ø13,50孔 Ø16,50孔 (Ø18,40孔)	230×120×50mm	40	不锈钢试管架	179-0011

* 试管架非一次性使用耗材，经清洗消毒后可重复使用。
* 产品外观尺寸为近似值仅供参考，如需准确数据请咨询客服。






康健医疗京东旗舰店



康健医疗微信公众号



康健医疗小红书



康健医疗抖音号